

Potilasohje: Virtsan irtosolututkimus

U-Syto-1, 4078

Näytepurkit

Näytepurkkeja voit hakea Seinäjoen keskussairaalan tai sote-keskusten laboratorioista tai näytteenottopisteistä.

Näytä tämä ohje laboratoriossa.



Näytteen ottaminen

Näytteeksi otetaan 2-3 tuntia rakossa ollutta virtsaa. Yön yli rakossa ollut virtsa ei kelpaa näytteeksi, koska siinä olevat solut ovat hajonneita.

- Pese kädet
- Tee alapesu
- Kuivaa pesty alue
- Laske alkuvirtsa hukkaan ja tämän jälkeen kerää virtsasuihkun keski- ja loppuosa näytteenottoastiaan. Suositeltava määrä virtsaa on 30-40 ml.
- Kirjoita tyhjään tarraan nimesi, henkilötunnuksesi ja näytteenottopäivämäärä. Kiinnitä tarra näytepurkkiin. Tarkista, että purkki on kunnolla kiinni!

Näytteen toimittaminen laboratorioon

- Toimita näyte laboratorioon **tunnin** sisällä näytteenotosta.
- Voit toimittaa näytteen seuraaviin laboratorioihin
 - Seinäjoen keskussairaalan Y-laboratorion asiakaspalveluun ma-pe viimeistään klo 14.00. Näytteen jättämistä varten tarvitset vuoronumeron, jonka saat ilmoittautumalla ilmoittautumislaitteella. Valitse laitteella ensin asiakaspalvelu luukulla ja tämän jälkeen näyteastian palautus.
 - Sote-keskusten laboratoriot tai näytteenottopisteet, tarkista yksikön aukioloajat.